


KU-PF APPARATUR ZUBEHÖR

ZUBEHÖR FÜR DAS LABORGERÄT ZUR AUTOMATISIERTE BESTIMMUNG DER UNGESÄTTIGTEN LEITFÄHIGKEIT KU UND DER WASSERSPANNUNGSKURVE PF

Für die ku-pF-Apparaturen SP und MP10 steht umfangreiches Zubehör zur Verfügung. Dieses wird zusammen mit dem Laborgerät geliefert und kann bei Bedarf auch nachträglich als Ersatz- oder Zusatzteil bezogen werden.

LIEFERUMFANG / ZUBEHÖR KU-PF APPARATUR

SP	MP10	Grundgerät mit Schrittmotorantrieb, Wägetisch mit Hubgetriebe und integriertem Datenlogger		
				
1	1	Präzisions-Laborwaage		
1	10	Trägerkörbe für Stechzylinderproben jeweils bestehend aus:		
		1	Probenhalterung mit 2-kanaliger Mess-Prozessoreinheit	
		1	Grundplatte	
		2	Labortensiometer	
		2	Halterung für Tensiometerhülsen	
		1	Siebboden	
1	10	Stechzylinder (beim ku-pF MP10, im Alu-Rahmenkoffer, siehe unten)		
10	20	Filterpapier		
10	10	Lochfolie		
2	20	Aufbewahrungshülsen		
2	20	Transporthülsen		
1	1	Aufbewahrungsgestell für Hülsen		

SP	MP10		
		Grundgerät mit Schrittmotorantrieb, Wägetisch mit Hubgetriebe und integriertem Datenlogger	
1	1	Schnittstellenkabel	
1	1	Netzkabel (länderspezifisch)	
optional	1	Kalibrier- und Befüllset für Tensiometer, inkl. Manometer, Kalibrierkabel, Handvakuumpumpe, Vakuumkammer mit Deckel, Kalibrierhülse, Schlaucholive, Befüllspritze mit Befüllschlauch, Verschlauchung	
optional	1	Bohrvorrichtung zur Tensiometerinstallation, inkl. Korkbohrer, Bohrkernentferner, Spiralbohrer	
optional	1	Alu-Rahmenkoffer mit Probenahme-Set, inkl. 10 Stechzylinder nummeriert mit Deckel, Schlageisen, Spachtel, Hammer	
1	1	Nextcloudzugang mit Bedienungsanleitung und Software	

